

Wie viele Trockenperlen passen auf eine Palette?

Optimale Packmengen



	Stahlfass 200 L	Kunststofffass 30 L	Kunststofffass 60 L	Eimer 10 L
Fasspalette 115 x 115 cm	4	18	-	64
Europalette 80 x 120 cm Einwegpalette 80 x 120 cm	2	20	6	36
Einwegpalette 80 x 60 cm	1	-	-	12

Wie viele Trockenperlen passen in ein Gebinde?



150 kg KC-Trockenperlen Orange Chameleon OC 2050
150 kg ST-Trockenperlen Orange
130 kg KC-Trockenperlen WS 2050
150 kg KC-Trockenperlen N 2050



25 kg KC-Trockenperlen Orange Chameleon OC 2050
25 kg ST-Trockenperlen Orange
22 kg KC-Trockenperlen WS 2050
25 kg KC-Trockenperlen N 2050



50 kg KC-Trockenperlen Orange Chameleon OC 2050
50 kg ST-Trockenperlen Orange
45 kg KC-Trockenperlen WS 2050
50 kg KC-Trockenperlen N 2050



8 kg KC-Trockenperlen Orange Chameleon OC 2050
8 kg ST-Trockenperlen Orange
7 kg KC-Trockenperlen WS 2050
8 kg KC-Trockenperlen N 2050



Steiner GmbH
Chemie u. Labortechnik
Talsbachstraße 14a
D-57080 Siegen
Telefon: +49 (0)271 382035
E-Mail: info@steiner-chemie.de
Web: www.steiner-chemie.de

How many dry beads fit on a pallet?

Optimal packing quantity



	Steel drum 200 L	Plastic drum 30 L	Plastic drum 60 L	Bucket 10 L
Drum pallet 115 x 115 cm	4	18	-	64
Euro pallet 80 x 120 cm One way pallet 80 x 120 cm	2	20	6	36
One way pallet 80 x 60 cm	1	-	-	12

How many dry beads fit in one container?



150 kg KC dry beads orange Chameleon OC 2050
150 kg ST dry beads orange
130 kg KC dry beads WS 2050
150 kg KC dry beads N 2050



25 kg KC dry beads orange Chameleon OC 2050
25 kg ST dry beads orange
22 kg KC dry beads WS 2050
25 kg KC dry beads N 2050



50 kg KC dry beads orange Chameleon OC 2050
50 kg ST dry beads orange
45 kg KC dry beads WS 2050
50 kg KC dry beads N 2050



8 kg KC dry beads orange Chameleon OC 2050
8 kg ST dry beads orange
7 kg KC dry beads WS 2050
8 kg KC dry beads N 2050



Steiner GmbH
Chemie u. Labortechnik
Talsbachstraße 14a
D-57080 Siegen
Telefon: +49 (0)271 382035
E-Mail: info@steiner-chemie.de
Web: www.steiner-chemie.de